

Anticorps Polyclonal Anti-Prokinéticine 2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc23

Numéro d'article: CM0028357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Prokinéticine 2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le rythme circadien et le système gastro-intestinal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PROK2 pAb de lapin
Remarques / Alias	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60675
GeneID	60675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-129 de la PROK2 humaine (NP_001119600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC23
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace