


Anticorps Polyclonal Anti-Protéine Inductible Par La Prolactine (Pip) Pour If/Cci, Elisa - P12273

Numéro d'article: CM0027896



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine inducible par la prolactine humaine (PIP/GCDFP-15). Validé pour IF/CCI et ELISA. Reconnaît la glycoprotéine sécrétée mature de 17 kDa. Réaction croisée avec l'espèce humaine. Pour la recherche sur le cancer du sein et les glandes exocrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIP Rabbit pAb
Remarques / Alias	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5304
Identifiant de gène	5304
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-146 de la PIP humaine (NP_002643.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12273
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace