

Anticorps Monoclonal Anti-Prolyl Hydroxylase Phd1 (Egln2) Pour Wb - Q96Ks0

Numéro d'article: CM0009688



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'EGLN2 humain (PHD1/HIF-PH1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la détection cellulaire de l'oxygène, de la dégradation de HIF et des voies liées à l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
Remarques/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	112398
Identifiant du gène	112398
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) humaine (Q96KS0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KS0
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace