


Anticorps Polyclonal Anti-Prolyl Hydroxylase Phd1 (Egln2) Pour Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

Numéro d'article: CM0024454



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la prolyl hydroxylase humaine EGLN2 (PHD1/HIF-PH1). Validé pour WB, IP, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'hypoxie et la voie HIF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
Remarques/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
Espèce	Humain
ID de gène	112398
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) humaine (NP_444274.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KS0
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace