

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prop1 Pour Wb Et Elisa - 075360

Numéro d'article: CM0021574

Introduction

Validez la protéine homéoboîte prophet of Pit-1 (PROP1) avec cet anticorps polyclonal de lapin. Adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le développement hypophysaire et la CPHD2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PROP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CPHD2 ; PROP-1 ; PROP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5626
GeneID	5626
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de PROP1 humain (NP_006252.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	075360
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace