

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Proprotéine Convertase 9 (Pcsk9) Pour Wb, Elisa - Q8Nbp7

Numéro d'article: CM0005951



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PCSK9 pour Western Blot (WB) et ELISA. Reconnaît le PCSK9 humain, souris et rat. Convient à l'étude de l'homéostasie du cholestérol, de la dégradation du LDLR et des maladies cardiovasculaires. SWISS : Q8NBP7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin anti-Proprotéine Convertase 9 (PCSK9)
Remarques/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotéine Convertase 9 (PCSK9)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	255738
GeneID	255738
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 500-600 de la Proprotéine Convertase 9 (PCSK9) humaine (Q8NBP7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBP7
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace