

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Proprotéine Convertase 9 (Pcsk9) Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbp7

Numéro d'article: CM0028127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la proprotéine convertase 9 (PCSK9) humaine. Convient pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible la PCSK9, régulateur du cholestérol de 74 kDa. Idéal pour la recherche sur la dégradation du LDLR et le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-Proprotéine Convertase 9 (PCSK9)
Remarques/Alias	FH3 ; PC9 ; FHCL3 ; NARC1 ; LDLCQ1 ; NARC-1 ; HCHOLA3 ; Proprotéine Convertase 9 (PCSK9)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	255738
ID de gène	255738
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 590-692 de la proprotéine convertase 9 (PCSK9) humaine (NP_777596.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBP7
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace