

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pros1 Pour Wb, Elisa - P07225

Numéro d'article: CM0014694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PROS1 humain (Protéine S). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la coagulation et la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PROS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5627
GeneID	5627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 405-676 du PROS1 humain (NP_000304.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07225
Poids Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace