


Anticorps Monoclonal Anti-Phosphatase Acide Prostatique (Acpp) Pour Wb Et Elisa - P15309

Numéro d'article: CM0009709



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Phosphatase Acide Prostatique (ACPP) humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer de la prostate, l'activité phosphatasique et les fibrilles SEVI du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la Phosphatase Acide Prostatique (ACPP)
Remarques / Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (ACPP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55
GeneID	55
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence localisée entre les acides aminés 1 et 100 de la Prostatic Acid Phosphatase (PAP/ACPP) humaine (P15309).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P15309
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace