


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Prostatique Acide Phosphatase (Acpp) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Numéro d'article: CM0020104



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Prostatique Acide Phosphatase (ACPP) humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cancer et aux études sur les phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Prostatic Acid Phosphatase (ACPP) Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (ACPP)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55
ID du gène	55
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-386 de la PAP/Prostatic Acid Phosphatase (ACPP) humaine (NP_001090.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15309
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace