

Polymab® De Lapin Anti-Phosphatase Prostatique Acide (Acpp) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Numéro d'article: CM0003480



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Prostatic Acid Phosphatase (ACPP) humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cancer et le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phosphatase Prostatique Acide (ACPP) Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	55
GenelD	55
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33 à 386 de la Prostatic Acid Phosphatase (ACPP) humaine (NP_001090.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15309
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace