


Anticorps Monoclonal Anti-Proteasome 20S Lmp7/Psmb8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28062

Numéro d'article: CM0005749



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité bêta de type 8 du protéasome (LMP7/PSMB8) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour l'étude de la fonction de l'immunoprotéasome et du traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Proteasome 20S LMP7/PSMB8 Rabbit mAb
Remarques/Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasome 20S LMP7/PSMB8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5696
GeneID	5696
Immunogène	Protéine recombinante du Proteasome 20S LMP7/PSMB8 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28062
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace