


Anticorps Monoclonal Anti-Protéine C Pour Wb, If-P, Elisa - P04070

Numéro d'article: CM0008263



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine C humaine (SWISS P04070). Adapté pour le WB, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Pour usage de recherche dans la régulation de la coagulation et les études de barrière endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-protéine C de coagulation
Remarques/Alias	PC ; APC ; PROC1 ; THPH3 ; THPH4 ; Protéine C de coagulation
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5624
GeneID	5624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-461 de la protéine C de coagulation humaine (P04070)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04070
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace