


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Proteinase 3/Pr3 Pour Wb, Elisa - P24158

Numéro d'article: CM0022528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Proteinase 3/PR3 humaine (Myéloblastine), adapté pour WB et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis du rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, la biologie des neutrophiles et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Proteinase 3/PR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5657
ID de gène	5657
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P24158
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace