


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Proteinase K - P06873

Numéro d'article: CM0021463



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Proteinase K, validé pour WB et ELISA. Spécifique à la Proteinase K fongique (P06873), adapté pour l'étude de l'activité protéolytique et de l'hydrolyse de la kératine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-Proteinase K
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine recombinante de Proteinase K
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Champignons
SWISS	P06873
Expédition	Sac de glace