


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prothrombine (F2) Pour Wb Et Elisa - P00734

Numéro d'article: CM0017158



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la prothrombine humaine (F2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, cet anticorps soutient la recherche sur la coagulation, les études sur l'hémostase et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	F2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PT; THPH1; RPRGL2; F2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2147
ID de gène	2147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 364-622 de la protéine F2 humaine (NP_000497.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00734
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace