

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protoporphyrinogène Oxydase (Ppox) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50336

Numéro d'article: CM0026752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protoporphyrinogène oxydase (PPOX) humaine, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Détecte la PPOX humaine et murine. La PPOX est une enzyme mitochondriale catalysant une étape critique de la biosynthèse de l'hème ; ses mutations sont liées à la porphyrie variegata.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PPOX Rabbit pAb
Remarques/Alias	VP, PPO, V290M, PPOX
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5498
ID de gène	5498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la PPOX humaine (NP_001116236.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50336
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace