


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Prox1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92786

Numéro d'article: CM0009640



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PROX1 de haute qualité validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Poids cible de 83 kDa. Idéal pour la recherche en biologie du développement et sur les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-PROX1
Remarques / Alias	PROX1 ; prospero homeobox 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5629
GeneID	5629
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92786
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace