

Anticorps Polyclonal Anti-Prp19 Pour Wb, Elisa - Q9Ums4

Numéro d'article: CM0028430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PRP19 humain (facteur 19 de traitement des pré-ARNm), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'épissage et de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRP19 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27339
Identifiant du gène	27339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du PRP19 humain (NP_055317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMS4
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace