

Anticorps Polyclonal Anti-Prp19 Pour Wb - Q9Ums4

Numéro d'article: CM0016538



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRP19 humain (PSO4/SNEV), validé pour WB, IHC, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude des mécanismes d'épissage des pré-ARNm et de réparation des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRP19 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PSO4 ; SNEV ; PRP19 ; UBOX4 ; hPSO4 ; NMP200
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	27339
GeneID	27339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127 à 416 du PRP19 humain (NP_055317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9UMS4
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace