

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Prp19 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ums4

Numéro d'article: CM0006247



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant PRPF19 humain (PRP19/SNEV). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'épissage des pré-ARNm, de la réparation de l'ADN et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRP19 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27339
GeneID	27339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-504 de PRPF19 humain (Q9UMS4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMS4
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace