

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prp31 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

Numéro d'article: CM0029294



Introduction

Validez l'épissage des pré-ARNm avec cet anticorps polyclonal de lapin anti-PRPF31. Spécifique de l'humain, de la souris, du rat ; idéal pour le WB, l'IHC-P, l'ELISA. Composant de 55 kDa du snRNP U4/U6 essentiel pour l'assemblage du spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPF31 Lapin pAb
Remarques/Alias	RP11 ; PRP31 ; SNRNP61 ; NY-BR-99 ; PRPF31
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	26121
Identifiant du gène	26121
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la PRPF31 humaine (NP_056444.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WWY3
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace