

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prp6 Pour Wb, Elisa - O94906

Numéro d'article: CM0023222



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRP6 validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme. Outil clé pour l'étude de l'épissage des pré-ARNm, de la signalisation du récepteur aux androgènes et des mécanismes de la rétinite pigmentaire. - O94906

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPF6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	24148
GenelD	24148
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O94906
Poids protéique	107 kDa
Expédition	Sac de glace