

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prpf3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O43395

Numéro d'article: CM0028849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité détectant PRPF3, un composant clé du spliceosome. Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et la rétinite pigmentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRPF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9129
GeneID	9129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de PRPF3 humain (NP_004689.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43395
Poids Moléculaire de la Protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace