

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prpf4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43172

Numéro d'article: CM0028133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PRPF4, une protéine du snRNP U4/U6 cruciale pour l'assemblage du spliceosome et l'épissage des pré-ARNm. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Pour usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRPF4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4
Espèce	Humain
GeneID	9128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de PRPF4 humain (NP_004688.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43172
Poids Moléculaire Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace