


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prpf4B Pour Wb Et Elisa - Q13523

Numéro d'article: CM0014763



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRPF4B validé pour WB et ELISA. Reconnaît la PRPF4B humaine, murine et de rat, une kinase impliquée dans l'assemblage du spliceosome, la mitose et la signalisation Hippo. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPF4B de lapin pAb
Remarques/Alias	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8899
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-760 de la PRPF4B humaine (NP_003904.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q13523
Poids de la protéine	117 kDa
Expédition	Pack de glace