

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prph Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41219

Numéro d'article: CM0025794

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PRPH humaine (Périphérine), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les filaments intermédiaires neuronaux et les études sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPH Lapin pAb
Remarques/Alias	NEF4; PRPH1; PRPH
Espèce	Humain
ID de gène	5630 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la PRPH humaine (NP_006253.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41219
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace