


Anticorps Polyclonal Anti-Prps2 Pour Wb, Elisa - P11908

Numéro d'article: CM0018556



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PRPS2 humaine (ribose-phosphate pyrophosphokinase 2), adapté pour WB et ELISA. Réaction croisée avec le rat. Outil clé pour la recherche sur la biosynthèse des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PRPS2
Remarques / Alias	PRPSII; PRPS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5634
Identifiant du gène	5634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la PRPS2 humaine (NP_002756.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P11908
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace