


Anticorps Polyclonal Anti-Prps2 Pour Wb, Elisa - P11908

Numéro d'article: CM0013479



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PRPS2 humaine (ribose-phosphate pyrophosphokinase 2), validé pour WB et ELISA. Détecte la PRPS2 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre PRPS2
Remarques / Alias	PRPSII ; PRPS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5634
GeneID	5634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de la PRPS2 humaine (NP_002756.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11908
Masse protéique	35 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace