


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prpsap2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60256

Numéro d'article: CM0017301



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PRPSAP2 humain (PAP41), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande de 41 kDa. Convient pour la recherche sur la biosynthèse des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPSAP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAP41 ; PRPSAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 211-252 du PRPSAP2 humain (NP_001340030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60256
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace