

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prr12 Pour Wb, Elisa - Q9ULL5

Numéro d'article: CM0020476

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRR12 humain, validé pour le western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux recherches en biologie de la chromatine et en neurodéveloppement. - Q9ULL5

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRR12 pAb de lapin
Remarques/alias	NOC ; KIAA1205 ; PRR12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	57479
ID du gène	57479
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1687-2036 du PRR12 humain (NP_065770.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9ULL5
Poids moléculaire	211 kDa
Expédition	Sac réfrigérant