

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prr16 Pour Wb, Elisa - Q569H4

Numéro d'article: CM0023122

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRR16/Largen humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée souris. Régule la taille cellulaire et la fonction mitochondriale ; idéal pour la recherche en biologie cellulaire et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRR16 Lapin pAb
Remarques/Alias	DSC54; LARGEN; PRR16
Espèce	Humain
GenelD (humain)	51334
GeneID	51334
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q569H4
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace