

Anticorps Polyclonal Anti-Prr5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P85299

Numéro d'article: CM0013249

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PRR5 (Protor-1), une sous-unité de mTORC2 et un suppresseur de tumeur, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rats.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRR5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	55615
GenelD	55615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-388 de PRR5 humain (NP_851850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P85299
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Sac de glace