

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prrx1 Pour Wb Et Elisa - P54821

Numéro d'article: CM0015929

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRRX1 humain (PMX1, PRX1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, la différenciation des myofibroblastes et la cicatrisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRRX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5396
GeneID	5396
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 du PRRX1 humain (NP_073207.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P54821
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace