


Anticorps Polyclonal Anti-Prss1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07477

Numéro d'article: CM0015965



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRSS1 humain (trypsine-1). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le PRSS1 humain et de rat. Convient pour la recherche sur la digestion par les sérine protéases et la protéolyse extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	PRSS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
Espèce	Humain
GeneID	5644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-247 du PRSS1 humain (NP_002760.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P07477
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace