

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prss12 Pour Wb, Elisa - P56730

Numéro d'article: CM0014424

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PRSS12 humaine (Neurotrypsine), validé pour Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la plasticité neuronale et la mémoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRSS12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRT1 ; BSSP3 ; BSSP-3 ; PRSS12
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8492
GenelD	8492
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-300 de la PRSS12 humaine (NP_003610.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P56730
Poids protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace