

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Prss2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07478

Numéro d'article: CM0002412



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PRSS2 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît la trypsine-2 humaine, murine et ratine. Idéal pour l'étude des protéases digestives et du traitement des défensines dans les cellules de Paneth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRSS2 Lapin mAb
Remarques/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5645
ID de Gène	5645
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PRSS2 humain (P07478).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07478
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace