

Anticorps Polyclonal Anti-Prss23 (Pab De Lapin) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95084

Numéro d'article: CM0022774

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PRSS23 humaine (sérine protéase 23), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéases et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PRSS23
Remarques/Alias	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
Espèce	Humain
ID de gène	11098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 101-220 de la PRSS23 humaine (NP_009104.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95084
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace