


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prss8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16651

Numéro d'article: CM0020737



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PRSS8 humaine (prostasine/CAP1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la régulation d'ENaC et de la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRSS8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAP1 ; PROSTASINE ; PRSS8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5652
GeneID	5652
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 200 et l'extrémité C-terminale de la PRSS8 humaine (NP_002764.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16651
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace