


Anticorps Polyclonal Anti-Prx Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxm0

Numéro d'article: CM0020690



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PRX humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la neurosciences, la biologie de la myéline et la recherche sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRX Lapin pAb
Remarques/Alias	CMT4F; PRX
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	57716
ID de Gène	57716
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1250-1350 de la PRX humaine (NP_870998.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXM0
Poids Protéique	155kDa
Expédition	Sac de glace