


Anti-Psap (Prosaposine) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Numéro d'article: CM0022592



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSAP humain (Prosaposine), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte une bande d'environ 58 kDa. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies neurodégénératives et les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-PSAP
Remarques/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5660
GeneID	5660
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 275-524 du PSAP humain (NP_002769.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07602
Poids Moléculaire Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace