


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psap (Validé Par Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07602

Numéro d'article: CM0006353



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité contre la PSAP (prosaposine) humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible la protéine activatrice du sphingolipide lysosomiale impliquée dans le métabolisme des glycosphingolipides et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] PSAP Rabbit mAb
Remarques / Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [Validé par KD] PSAP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 275-524 de la PSAP humaine (NP_002769.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07602
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace