


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psca Pour Wb Et Elisa - O43653

Numéro d'article: CM0029011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'antigène des cellules souches prostatiques humain (PSCA), adapté pour Western blot et ELISA. Utile pour la recherche sur le cancer et la maladie d'Alzheimer. Matière première IVD fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSCA Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRO232; IncPSCA; PSCA
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8000
GenelD	8000
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43653
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace