

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psd2 Pour Wb Et Elisa - Q9Bqi7

Numéro d'article: CM0015721

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSD2 validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier le rôle de la protéine 2 contenant les domaines PH et SEC7 dans le trafic membranaire et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EFA6C; PSD2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	84249
ID du Gène	84249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de PSD2 humain (NP_115665.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQI7
Poids Moléculaire Protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace