

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q15700

Numéro d'article: CM0002841



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PSD93/DLG2, adapté pour WB, IF-P et ELISA. Reconnaît le PSD93/DLG2 humain, souris et rat. Utile pour la recherche sur la signalisation du récepteur NMDA, la douleur chronique et la stabilité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSD93/chapsyn-110/DLG2 mAb Lapin
Remarques/Alias	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
Espèce	Humain
ID de Gène	1740
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 du PSD93/chapsyn-110/DLG2 humain (Q15700).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15700
Poids Protéique	98kDa
Expédition	Sac de glace