

Anticorps Polyclonal Anti-Psd95 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P78352

Numéro d'article: CM0027285



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PSD95 humain (DLG4, SAP90). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la plasticité synaptique et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSD95 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1742
GeneID	1742
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-510 du PSD95 humain (NP_001308004.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78352
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Sac de glace