

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psd95 Pour Wb, Elisa - P78352

Numéro d'article: CM0028665



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PSD95 humaine (Disks large homolog 4, SAP90). Convient aux applications Western Blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec des échantillons humains, murins et de rat. Essentiel pour l'étude de la plasticité synaptique et de l'organisation de la densité postsynaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSD95 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRD62 ; PSD95 ; SAP90 ; SAP-90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1742
GeneID	1742
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 de la PSD95 humaine (NP_001308004.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78352
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace