

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psen2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49810

Numéro d'article: CM0026685



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PSEN2 humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le PSEN2 humain, murin et de rat, idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la gamma-sécrétase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSEN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5664
GeneID	5664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 267-384 du PSEN2 humain (NP_000438.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49810
Poids Moléculaire Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace