

Anticorps Polyclonal Anti-Psg1 Pour Wb/If-P/Ihc-P/Elisa - P11464

Numéro d'article: CM0027965

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSG1 humain (glycoprotéine bêta-1 spécifique de la grossesse 1). Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte une glycoprotéine sécrétée d'environ 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5669
GeneID	5669
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-419 du PSG1 humain (NP_001171754.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11464
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace