


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psip1 Pour Wb, Elisa - 075475

Numéro d'article: CM0019047



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PSIP1 humaine (LEDGF/p75), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la régulation transcriptionnelle, le développement du cristallin et l'intégration virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSIP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11168
ID du gène	11168
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-530 de la protéine PSIP1 humaine (NP_150091.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075475
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace